

化学結合型キラルカラム®

CHIRALPAK®

化学結合型キラルカラムは、従来のコーティング型キラルカラムでは使用できなかった酢酸エチル、THF、ハロゲン系溶媒、DMSO等を移動相として用いることが可能です。

IA/IB/IC

耐溶剤性

いろいろな有機溶媒が使えます

高分離能

幅広い種類の化合物に適用できます

高分取効率



良溶媒を用いることで分取を効率化できます



AD-Hの化学結合型

CHIRALPAK® IA



amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) immobilized to silica gel



OD-Hの化学結合型

CHIRALPAK® IB

cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) immobilized to silica gel





新規キラルセクター

NEW

CHIRALPAK® IC

cellulose tris(3,5-dichlorophenylcarbamate)



キラルカラム® 選択はダイセル化学へ

少量のサンプルを提供していただき、ダイセル化学が化合物の光学分割に最適なキラルカラム・分析条件をお探しします。

電話またはe-mailにて分析依頼のお問い合わせ

分析依頼書の記入

サンプルの送付

カラム・分析条件の選択

分析結果のご報告

(※1) 必要に応じて秘密保持契約を結ばせていただきます。

商品/キラルカラム® 選択に関するお問い合わせは、

ダイセル化学工業 CPI カンパニー 開発営業部

0120-780-104

または

e-mail : **chiral@daicel.co.jp** まで

Innovation for Tomorrow
ダイセル化学工業株式会社
CPIカンパニー Chiral Pharmaceutical Ingredients

● 東日本 : 〒108-8230 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル14F
TEL.03-6711-8222 (直) FAX.03-6711-8228
● 西日本 : 〒530-0001 大阪市北区梅田3-4-5 毎日インテシオ
TEL.06-6342-6161 (直) FAX.06-6342-6168
● <http://www.daicelchiral.com/> ● E-mail: chiral@daicel.co.jp